


a)



b)



図 11 ビデオ接続部へ接続するときの注意点

- a) 残水や汚れはしっかりと拭き取る。
b) 傷やさびがないか滅菌前・接続前に点検する。

3

おわりに

過去3年の修理データを分析し、故障の発生が多い先端湾曲硬性ビデオスコープとビデオシステムセンターの故障内容と、院内で行える

対策を紹介した。手術前の準備や洗浄・消毒・滅菌前に少し注意することで、機器の故障に気づき、機器をより安全に使用することができる。医療機器メーカーとしては、引き続き、医療機関でより安全に機器を使用していただくための情報を提供していく。

医薬品・医療機器等安全性情報 No.347(2017年10月10日)

1. 医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力をお願いについて
2. 重要な副作用等に関する情報
【1】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
3. 使用上の注意の改訂について(その288)
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩 他(2件)
4. 市販直後調査の対象品目一覧

website

(独) 医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品・医療機器等安全性情報」コーナー (<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0043.html>) より医薬品や医療機器の安全性に関する情報をお届けします。