

Special feature

ハイクオリティを維持する 軟性内視鏡の洗浄・消毒

■消化器内視鏡の洗浄・消毒に関する国内外のガイドライン

東京慈恵会医科大学附属病院 感染対策部 部長 中澤 靖

■軟性内視鏡の再生処理のポイント

①軟性内視鏡のベッドサイド洗浄・用手洗浄の技術

京都大学医学部附属病院 医療器材部 樋口浩和

②AER（内視鏡自動洗浄消毒器）による軟性内視鏡の洗浄・消毒

NTT 東日本関東病院 内視鏡部 若林太一
同 志賀拓也

③軟性内視鏡の適切な保管と培養検査

東京大学医学部附属病院 感染制御部 特任講師 大木大輔

■フォーカス

①十二指腸内視鏡の滅菌の重要性

金沢大学 医薬保健研究域医学系 感染症科学・臨床検査医学研究分野 教授 金森 肇

②耳鼻咽喉用内視鏡の洗浄・消毒

朝日大学病院 頭頸部外科・耳鼻咽喉科 教授 松塚 崇

③感染リスク低下のためのシングルユース気管支鏡の導入

奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 小野寺広希

■感染対策

①内視鏡検査室での感染対策

足利赤十字病院 感染管理室 小林由美江

②内視鏡室における血液・体液曝露の防止策—針刺し切創・粘膜曝露も含めて

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 内視鏡室 小松崎真理

③経食道心エコーでの感染対策

聖マリアンナ医科大学病院 超音波診療技術部 塩川則子

（上記企画は変更になる場合があります。）